

PRODUIT DE SOIN EXTERNE POUR LE CHEVAL

1. Description

- Gel

2. Application

CAVALOR MUSCOOLER est un gel réfrigérant, additionné d'extraits végétaux.
CAVALOR MUSCOOLER s'applique sur les tendons après un travail intensif pour les refroidir.

3. Mode d'emploi

Étalez une fine couche de gel et masser. Répétez l'opération plusieurs fois par jours si nécessaire.
Pour une application sur des blessures ou endroits infectés, veuillez consulter un vétérinaire.
CAVALOR MUSCOOLER est destiné aux chevaux.

UNIQUEMENT USAGE EXTERNE.

4. Stockage et présentation

- Bouteille de 500 ml ou bouteille de 3 L
- Garder dans des conditions de température constante (10 à 25 °C) et dans une bouteille fermée. Cavalor Muscooler peut être conservé pendant plusieurs années.
- Gardez hors de portée des enfants